

# CONTROINDICAZIONI

- Donne in gravidanza o in allattamento
- Ferite aperte o lesioni nell'area da trattare
- Cheloidi esistenti nell'area interessata al trattamento
- Herpes simplex, diabete, epilessia
- Soggetti con tumori maligni
- Tessuto Mammario o protesi mammaria
- Impianti attivi (ad es. Pacemaker o defibrillatori) o impianti metallici.
- Flebiti o Tromboflebiti

INTERFACCIA  
SOFTWARE  
SEMPLICE E  
INTUITIVA.



\*immagini indicative del software

IDEA7ARFICA

 • **BEAUTY**  
TECH

EBEAUTYGROUP SRL

Via Ada Cudazzo, 27 - Lecce | ITALY  
Tel. +39 351 770 5333  
info@ebeautytech.it - www.ebeautytech.it




 • **BEAUTY**  
TECH

## E-MULTISHAPE SISTEMA 3 IN 1

TECNOLOGIA PER IL MODELLAMENTO  
E IL DIMAGRIMENTO

# CAVITAZIONE

## RF MULTI POLARE E VACUUM




## RADIOFREQUENZA VACUUM CAVITAZIONE

# COS'È E-MULTISHAPE

Il massaggio endodermico con tecnologia vacuum effettua un profondo linfodrenaggio contrastando la cellulite e l'adipe in eccesso mentre la Radiofrequenza multipolare genera calore nel derma profondo, migliorando l'elasticità dei tessuti.

Attraverso il delicato e potente effetto vibratorio del sistema di suzione "SuperPulse", E-MULTISHAPE con le sue diverse impostazioni di trattamento risulta essere adeguato a trattare quasi ogni cliente con risultati misurabili, immediati e duraturi. Attraverso la lunghezza d'onda della cavitazione ultrasonica selezionata, promuove la degradazione del grasso raggiungendo in profondità l'area del grasso sottocutaneo normalmente difficile da trattare.



## COME FUNZIONA

Utilizzando la nuova tecnologia brevettata SuperPulse del Vacuum, i migliori risultati si ottengono per la riduzione della cellulite e la gestione del rimodellamento del corpo.

La tecnologia Super Pulse consiste in:

- Funzione endermologica ad alta velocità di movimento;
- Ripetute contrazioni e rilasci dell'azione vacuum per potenziarne gli effetti;
- 15 impulsi al secondo per ottenere il massimo effetto dell'attività fisica;
- Il cliente durante la seduta avverte una sensazione delicata e piacevole così da rendere il trattamento confortevole;

## SPECIFICHE TECNICHE

RF	1MHz multi-polar RF, 50W
Vacuum	680mmHg, 1-15Hz Pulse (Continuo/Pulse/Super Pulse)
Light Therapy	Red LED (630nm), Blue LED (430nm)
Cavitation	1 MHz, 50W (BLT)
Display	10.2" Color Touch Screen

## BENEFICI

### Azione della Radiofrequenza Multipolare

Aumenta la diffusione intracellulare dell'ossigeno tramite il calore; Aumenta la microcircolazione; Promuove attivamente la degradazione e il metabolismo lipidico delle cellule adipose; Assicura il rafforzamento delle fibre di collagene; Migliora l'elasticità e il rassodamento della pelle; Trattamento Light tramite tecnologia RF; Senza alcun dolore, ma efficace e completamente sicuro.

### Azione Vacuum

Favorisce il drenaggio delle cellule adipose e degradate e della circolazione linfatica; Ossigena i tessuti attraverso la stimolazione del sistema sanguigno-linfatico; Riduce l'adesività delle cellule di grasso; Rilassa il tessuto e massaggia le fasce; Riduce il gonfiore e migliora notevolmente il rimodellamento del corpo e del viso; Senza alcun dolore, ma efficace e completamente sicuro.

### Azione della Cavitazione Ultrasonica

La lunghezza d'onda della cavitazione ultrasonica a 1MHz promuove la degradazione del grasso raggiungendo in profondità l'area del grasso sottocutaneo normalmente difficile da trattare; Senza alcun dolore, ma efficace e completamente sicuro.